



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 交互式止血训练模型
委托单位: 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	交互式止血训练模型	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月11日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年06月20日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	四肢止血训练套装由四肢创伤组件及出血控制系统组成, 包含四肢创伤模拟组件2件, 出血控制系统1统1套。仿真人体皮肤材质, 安全无刺激, 伤情仿真度高, 可实现自动出血, 出血速度可以调节, 正确施教可以达到止血效果。 1. 模拟人成人创伤手臂配有模拟血液; 可练习手压止血, 止血过程中可实时显示止血压变化。 2. 模拟人成人创伤腿, 可模拟大动脉出血和动脉搏动, 出血速度可调节; 配有模拟血液可练习止血带加压包扎止血, 不同的血压具有不同的止血效果; 止血过程中可实时显示止血压变化。	符合	合格
出血控制系统	/	该系统内置大容量锂电池与高性能隔膜泵, 通过隔膜泵从储血装置内将模拟血液抽出, 经过泵体与集成电脑板的控制, 间歇性的注入模拟人的伤口管路。不仅能够模拟出血, 还能模拟出动脉的搏动, 并且搏动与出血频率有5档强度可调。 1. 开机后系统自动显示为默认值; 2. 设置按压时长, 0-99秒; 3. 设置血液流速压力值, 所设血液流速压力值为操作时学员需要达到的压力值, 当学员进行止血操作达到压力值后产生止血效果; 4. 设定脉搏频率, 也即脉搏的搏动频率, 在操作过程中也可以修改此项参数; 5. 止血时间控制系统: 止血时间可以自由设定; 学员在进行止血操作达到预设压力值止血时间开始计时, 持续达到预设的止血时间完成止血操作;	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0620-140

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com