



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 战场急救技术综合训练模拟人
委托单位： 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	战场急救技术综合训练模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月11日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		  签发日期: 2024年06月20日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 审核人: 报编制人: 

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	伤情仿真度高,可进行伤情评估技术 意识评估(语音与眼球活动、模拟颈动脉搏动交互,可通过APP调节) 出血操作(具备渗出、涌出、喷射状及搏动性出血模式,可通过APP控制出血速度及出血部位) 止血操作(指压止血、加压包扎止血、旋压止血带止血及填塞止血等止血训练) 气道管理(气管插管环甲膜切开,可展开鼻、咽、喉罩等通气操作,通气成功具有自主电子提示) 气胸穿刺(气胸穿刺操作与环甲膜切开通气操作成功后,模拟人可发出电子提示) 血胸穿刺(穿刺位置为腋前线第4、5肋间,穿刺成功后可回抽出仿真血液) 腹腔穿刺(腹腔穿刺引流,在正确部位的穿刺会有仿真血液流出) 膀胱穿刺(穿刺针进入后可以体会到明显落空感) 伤情组件(可模拟开放性骨折、肩部离断伤、肠膨出、枪弹伤、刃器伤等战伤伤情) 闭合性骨折(具有假关节活动与骨摩擦感,骨折断端可多向活动,便于开展卷式夹板固定。) 交互考核(全程实现数据实时交互)	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0620-144

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com