



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：高级战伤伤情模拟人
委托单位：上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	高级战伤伤情模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月11日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年06月20日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
连接方式	/	平板和模拟人无线连接操作	符合	合格
外观形态	/	全身男性模拟人, 呈亚洲人体肤色, 人体由柔软的皮肤层与PU填充的肌肉层组成	符合	合格
出血控制系统	/	该系统内置大容量锂电池与高性能隔膜泵, 通过隔膜泵从储血装置内将模拟血液抽出, 经过泵体与集成电脑板的控制, 间歇性的注入模拟人的伤口管路。不仅能够模拟出血, 还能模拟出动脉的搏动, 并且搏动与出血频率有5档强度可调。 1. 开机后系统自动显示为默认值; 2. 通过上下按钮, 改变动脉通道, 如切换至6号尺动脉通道; 3. 设置按压时长, 0-99秒 4. 设置血液流速压力值, 所设血液流速压力值为操作时学员需要达到的压力值, 当学员进行止血操作达到压力值后产生止血效果; 5. 设定脉搏频率, 也即脉搏的搏动频率, 在操作过程中也可以修改此项参数; 止血时间控制系统: 止血时间可以自由设定; 学员在进行止血操作达到预设压力值止血时间开始计时, 持续达到预设的止血时间完成止血操作	符合	合格
评分系统	/	出血控制系统无线连接平板电脑, 通过预设的分值, 可以接收学员操作数据进行打分。打分项与分值可有指导老师自行设定。 学员管理系统: 学员信息可编辑存档, 成绩单可通学员信息进行调用存档等功能	符合	合格
伤情及止血	/	1. 可模拟头部、肩颈、胸腹、腹股沟、上肢、下肢不同部位伤情不低于8处, 所有伤口可模拟出血; 2. 可模拟动脉出血, 动脉出血频率可调; 3. 可进行动脉指压止血, 所有止血动脉部位可触摸到动脉搏动; 止血压力达到设定值出血自动停止; 4. 可进行上肢、下肢止血带止血训练, 止血压力达到设定值出血自动停止; 5. 可进行腹部爆炸伤填塞止血训练, 腹部具有2处出血点, 填塞压力达到设定值出血自动停止; 6. 可进行头面部、肩颈部、胸腹部、腹股沟、四肢多部位包扎训练	符合	合格

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
伤口分类	/	0. 颞浅动脉; 1. 面动脉; 2. 颈动脉; 3. 锁骨下动脉; 4. 肱动脉; 5. 桡动脉; 6. 尺动脉; 7. 股动脉; 8. 足背动脉指压止血; 9. 腹部爆炸伤填塞止血;	符合	合格
通气	/	创伤模块可灵活的固定在“伤者”身上模拟创伤操作; * 前额撕裂伤 * 下颚伤 * 胸部吸吮性创伤 * 腹部外伤, 伴小肠突出 * 手掌的枪伤 * 复合型骨折: 肱骨、前臂开放性骨折 * 复合型骨折: 胫骨、小腿开放性骨折 * 右腿的截肢 * 休克脸 (一个) * I、II、III度脸部烧伤 (一个) * 不同程度撕裂伤、开放性骨折模块 (二十四个)	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0620-146

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com