



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称：心肺复苏训练模拟人  
委托单位：上海知能医学模型设备制造有限公司  
检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	心肺复苏训练模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年06月11日	样品参数	/	
检测依据	技术白皮书			
检验结论	合格			
样品图片	 <p>签发日期: 2024年06月20日</p> <p>(检验专用章)</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
CPR模拟人功能	/	有2种无线连接方式: 模拟人与平板无线连接; 模拟人与手机无线连接操作	符合	合格
		模拟生命体征: 1) 初始状态时, 模拟人瞳孔散大, 颈动脉无搏动。 2) 按压过程中, 模拟人颈动脉被动搏动, 搏动频率与按压频率一致。 3) 抢救成功后, 模拟人瞳孔恢复正常, 颈动脉自主搏动。	符合	合格
		模拟气道开放显示	符合	合格
		可进行人工手位胸外按压和人工呼吸	符合	合格
		三种操作方式: 可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 1) 方式一: CPR训练, 在设定的时间范围内, 可进行按压和吹气。 2) 方式二: 模拟考核, 在设定的时间范围内, 根据2020国际心肺复苏标准, 按压和吹气30: 2的比例, 正确按压30次, 正确吹气2次, 完成5个循环操作。 3) 方式三: 实战考核, 在设定的时间范围内, 根据2020年国际心肺复苏标准, 按压和吹气30: 2的比例, 任意(包括正确与错误) 按压30次, 吹气2次完成5个循环操作。	符合	合格
		操作界面: 采用10.1寸彩色液晶显示屏平板电脑, 内置专用考核系统, 与模拟人无线连接, 接收和处理模拟人操作数据	符合	合格
CPR电脑显示屏功能	/	软件功能与特点 软件功能: CPR练习操作、CPR标准考核、CPR实战考核、历史成绩查询、系统参数设置等;	符合	合格
		考核系统介绍 ①软件界面分为4个区域 A、按压力度、潮气量实时操作展示区, 通过波形图记录操作力度与时间; B、按压位置与气道开放指示区, 模拟人上半身动画, 在相应的按压位置设置有灯光警示; C、数据统计区, 将操作者所有的正确与错误操作数据详细显示在该区域; D、按钮操作区, 具有开始、停止、复位、保持、返回、生命体征、设置等功能性按键。	符合	合格
		语音提示: (训练模式) 全程中文语音提示, 可调节音量	符合	合格
			符合	合格

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
CPR电脑显示屏功能	/	电脑监测: 电脑监测气道开放和按压部位, 显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数	符合	合格
		条形码显示吹气量: 正确的吹气量为500/600ml-1000ml。 (1) 吹气量过少时, 条形码为黄色。 (2) 吹气量合适时, 条形码为绿色。 (3) 吹气量过大时, 条形码为红色。	符合	合格
		条形码显示按压深度, 正确的按压深度 (5-6cm)。 (1) 按压深度过少时, 条形码为黄色。 (2) 按压深度合适时, 条形码为绿色。 (3) 按压深度过大时, 条形码为红色。	符合	合格
		可任意设定操作时间	符合	合格
		可任意设定操作循环	符合	合格
		电源: 内置大容量锂电池, 支持边充边用	符合	合格
		参数设置功能: 可自由设置操作时间、操作间隔时间、吹气次数、按压次数、循环次数、按压频率、按压深度、吹气量大小、按压合格率、吹气合格率等参数	符合	合格
		评分系统: 根据考官的评分标准, 对院前急救的5项生命评估流程进行相应的分值配比, 也可通过修改按压和吹气的分数比例调整评分成绩, 并自动生成成绩单分数	符合	合格
		操作统计与打印机功能: 通过外置打印机直接连接模拟人进行打印成绩单操作	符合	合格
		成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 材料特点: 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发, 采用进口热塑弹性体混合胶材料, 由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成, 具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点, 其材料达到国外同等水平。	符合	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0620-147

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com