



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 涉水救援模拟人
委托单位: 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	涉水救援模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月27日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	1、涉水救援模拟人为成年男性模型, 采用符合国家标准防水材料制作而成, 外观高度仿真, 可摆放为多种体位。产品可悬浮于水面, 模拟溺水悬浮状态, 加上额外的配重可实现下沉, 满足溺水后水上救护以及生命复苏技术训练 2. 执行标准: <<2020年美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南>> 3. 功能: 支持涉水救援全流程训练, 包括水面及水下捞救、通气心肺复苏, 按压手感真实、腹部冲击等。 4. 气道管理与呼吸维持: 可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。多种通气方式, 可进行口对口、简易呼吸器辅助呼吸训练, 有效通气可见胸廓起伏。胸外按压训练: 具有体表解剖标志, 包含肋骨、颈静脉切迹, 胸骨和剑突, 胸廓按压深度正常为5/6厘米, 可示教和练习胸外按压。 5. 清除异物: 可对模拟人进行胸腹部按压操作, 使腔道异物阻塞物排出口腔。 具备练习非胸外按压的心肺复苏的操作	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0603-157

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com