



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称：自吸过滤式防颗粒物呼吸器

委托单位：河北特丰科技开发有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	河北特丰科技开发有限公司		
	委托单位地址	河北省唐山市丰南区唐坊镇唐坊村东北一排6号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	自吸过滤式防颗粒物呼吸器	商标	特丰
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	可更换式半面罩(有呼气阀)KN95	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2026年4月14日	样品参数	/	
检测依据	GB 2626-2019			
检验结论	合格			
样品照片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: \_\_\_\_\_



审核人: \_\_\_\_\_



报编制人: \_\_\_\_\_



检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观质量	/	所有零部件应保持清洁,与氧接触部分应无油,涂漆、电镀表面保护层色泽应均匀一致,与基体结合良好,不得有针孔、斑点、条纹、脱皮、起泡、擦伤和流痕等缺陷	符合	合格
结构要求	/	呼吸器的结构应简单、紧凑、结实,在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂	符合	合格
		呼吸器的外形不应有妨碍使用的向外凸出部分和尖角	符合	合格
		呼吸器从佩戴者身上取下,面罩未取下时,佩戴者仍可继续呼吸	符合	合格
		呼吸器外壳应有足够强度,背壳(下壳)应符合人体背部外形,保证背负时舒适:用于固定上、下壳的扣合应松紧适度,开扣灵活,能防止意外挂开	符合	合格
		气瓶瓶阀的安装位置应方便佩戴者开启或关闭瓶阀	符合	合格
		压力表应显示气瓶压力,其安装位置应方便佩戴者观察到压力值	符合	合格
		着装带应能调节长度,扣紧后不应发生滑脱	符合	合格
		气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭,如气瓶瓶阀开启后不可锁定,那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态	符合	合格
		呼吸器所用化学药品、佩戴时的唾液或冷凝水不应影响呼吸器的功能,或对佩戴者造成危害	符合	合格
气密性	/	高压系统经气密性试验,在30min内不应漏气	符合	合格
		低压系统经正压气密性试验,在1min内其压力下降值不应大于30Pa	符合	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC26X0420-154

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com